



Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 1/2016

Oznámení o rozšíření diagnostiky antifosfolipidového syndromu

Koagulační laboratoř

Koagulační laboratoř oznamuje, že zavedla novou vyšetřovací metodiku pro doplnění diagnostiky antifosfolipidového syndromu:

- **Anti- β_2 Glykoprotein-I Doména I**

Klinický význam vyšetření antifosfolipidového syndromu:

- Přítomnost protilátek proti **Anti- β_2 Glykoprotein-I Doméně I** zvyšuje specifitu stanovení rizika vzniku trombotických komplikací spojených s diagnózou antifosfolipidového syndromu

Referenční meze: 0 – 20 U/ml

- Pozitivní nález je nad 20 U/ml.

Odběrový materiál:

Na vyšetření je nutné odebrat 5 ml nesrážlivé krve do citrátu sodného (modrá náběrovka) a spolu s žádankou o vyšetření se transportuje do laboratoře při teplotě 15 - 25°C nejpozději do 2 hodin od odběru.

Platnost od: 1. 2. 2016

Vypracovala: Mgr. Jana Úlehlová

Schválil: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., MUDr. Antonín Hluší Ph.D., Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.,