

Informátor Ústavu imunologie FNOL 2/2013

Změny ve vydávání výsledků vyšetření specifických IgE protilátek v séru

V souvislosti se změnou kalibrátorů používaných pro vyšetření specifických IgE protilátek metodou vysokoafinitní FEIA dochází ke změně v rozsahu kalibrační křivky.

Z tohoto důvodu dochází s platností od 3. 1. 2013 ke změně ve vydávání výsledků vyšetření specifických IgE protilátek proti jednotlivým alergenům a směsi trav.

Výsledky vyšetření nacházející se v intervalu 0 až < 0,1 kUA/l budou hodnoceny a vydávány s výsledkem pod 0,1 kUA/l .

Výsledky vyšetření v intervalu $\geq 0,1$ až ≤ 100 kUA/l budou vydávány číselně v rozsahu 0,1 – 100 kUA/l , výsledky vyšší než 100 kUA/l budou jako doposud vydávány > 100 kUA/l .

Referenční rozmezí zůstává beze změny.

Hodnocení a vydávání výsledků směsí potravin zůstává beze změny.

U vyšetření směsi inhalačních alergenů Phadiatopu budou pozitivní a hraniční výsledky hodnoceny, roztestovány a vydávány jako doposud. Pro zvýšení přínosu vyšetření Phadiatopu bude u těch negativních výsledků Phadiatopu, které splňují kritéria k doplňujícím vyšetřením, provedeno vyšetření vybraných alergenů plísni.

Zpracoval:
RNDr. Jaroslava Szotkowská

Schválil:
MUDr. Zuzana Heřmanová

3.1.2013