

Informátor Ústavu imunologie FNOL 3/2011

Kvantitativní stanovení ANCA protilátek

S účinností od 21.3.2011 dochází k nahrazení semikvantitativního vyšetření ANCA protilátek (hodnoceno indexem positivity) **kvantitativním stanovením**.

Interpretace výsledků:

Pozitivní: hodnoty nad 10 U/ml

Hraniční: hodnoty 5 – 10 U/ml

Negativní: hodnoty pod 5 U/ml

Prvním krokem vyšetření ANCA protilátek zůstává metoda nepřímé imunofluorescence. V případě pozitivní nebo hraniční fluorescence granulocytů se vzorky specifikují metodou ELISA. ELISA metoda se také provádí u pacientů, kteří v minulosti měli pozitivní nález, a to buď pozitivní protilátky proti myeloperoxidáze (MPO) nebo proteináze 3 (PR3).

Zatržení požadavku na žádance zůstává beze změny.

21.3.2011

MUDr. Zuzana Heřmanová

Zást. pro LP Ústavu imunologie