

Informátor Ústavu imunologie FNOL 3/2013

Změny ELISA soupravy u vyšetřování protilátek proti tkáňové transglutamináze

S platností od 14. 1. 2013 dochází ke změně ELISA soupravy pro kvantitativní vyšetřování protilátek proti tkáňové transglutamináze v izotypu IgA a IgG.

U vzorků zaslaných od tohoto data budou výsledky hodnoceny následovně (pro oba izotypy protilátek):

Negativní: < 10 U/ml

Hraniční: 10 – 15 U/ml

Pozitivní: > 15 U/ml

Postup zadávání požadavků v elektronické nebo papírové žádance zůstává beze změn.

MUDr. Zuzana Heřmanová
zást. pro LP Ústavu imunologie
18.1.2013