



Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 1/2018

Oznámení Vyšetření lupus antikoagulans (LPA) při léčbě NOAC

Koagulační laboratoř

Koagulační laboratoř oznamuje, že provedla změnu v diagnostickém postupu vyšetření lupoidních antikoagulancí, kde dosud nebylo možné analyzovat vzorky pacientů při léčbě NOAC (přípravky Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana). Tyto přípravky významně interferují při stanovení lupus antikoagulans pomocí dRVVT (dilute Russell Viper Venom time) a poskytují falešně pozitivní výsledky.

Laboratoř zavedla a zvalidovala **modifikaci metodiky dRVVT s použitím univerzálního inhibitoru NOAC**, který tuto interferenci ruší.

Jedinou podmínkou pro provedení vyšetření lupus antikoagulans při léčbě NOAC je zaznačení příslušného antikoagulačního přípravku v poli „**Léčba**“.

Platnost od: x. 4. 2018

Vypracoval: doc. Mgr. Luděk Slavík Ph.D.

Schválil: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., MUDr. Antonín Hluší Ph.D., doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.,