

Informátor Ústavu imunologie FNOL 09/2025

Rozšíření profilu autoprotilátek asociovaných s myozitidami metodou imunoblot

Myositis 20 Blot

Od 25.6.2025 dochází k rozšíření detekovaného spektra autoprotilátek asociovaných s myozitidami metodou imunoblot - z původních 7 na 20.

Nově budou blotovací technikou detekovány IgG autoprotilátky v séru proti antigenům:

Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, Ha, Ks, Zo.

Vyšetření je určeno pro podporu diagnózy dermato- a polymyozitidy, idiopatické myozitidy, antisyntetázového syndromu, myozitidy s inkluzními tělísky a překryvných syndromů.

Vyšetřovaný materiál: sérum

Odběrová zkumavka: červeno-zlatá

Potrubní pošta: ano

Hodnocení: pozitivní, slabě pozitivní, hraniční, negativní

Odezva: 2 týdny

Informace k metodám dostupné v Katalogu laboratorních metod <http://katalog.fnol.loc>.

Vypracoval: jméno, funkce

Mgr. Jana Bednaříková
vedoucí laboratoře humorální imunity

Schválil: jméno, funkce

prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
zástupce přednosty pro LP

Datum: 24. 6. 2025