

**Sdělení pro kliniky**  
**č. 1/ 2020**  
**Změna cut-off pro vyšetření kalprotektinu ve stolici**

Na základě rozsáhlé multicentrické studie změnil výrobce soupravy hodnotící meze pro výsledky vyšetření kalprotektinu ve stolici. Cut-off hodnota se z 50  $\mu\text{g/g}$  mění na 80  $\mu\text{g/g}$ . Tato hodnota byla validována a zvyšuje specifitu vyšetření na 70 %.

Nové hodnocení výsledků je přehledně uvedeno v tabulce níže.

Nové meze platí od 5.10.2020

Vypracoval:  
RNDr. Prošková  
MUDr. Balejová

Schválila:  
RNDr. Prošková

Koncentrace kalprotektinu	Interpretace výsledku	Sledování
< 80 $\mu\text{g/g}$	Normální	žádné
80 – 160 $\mu\text{g/g}$	Šedá zóna – hraniční výsledky	opakovat vyšetření za 4 až 6 týdnů
> 160 $\mu\text{g/g}$	Zvýšené hodnoty	opakovat dle potřeby