

## Informátor Oddělení klinické biochemie FNOL č. 1/2020

### Nahrazení metody TPA metodou TPS

**V měsíci únoru dojde k nahrazení metody TPA (tkáňový polypeptidický antigen) metodou TPS (tkáňový polypeptidický antigen specifický)**

**Zdůvodnění:**

Ke konci roku 2019 došlo k ukončení výroby soupravy na stanovení TPA.

Proto nahrazujeme od 19.2.2020 vyšetření TPA (cytokeratin 8 a 18) vyšetřením TPS (cytokeratin 18). Využití markeru TPS je shodné s použitím markeru TPA .

**Režim vyšetření:** RUTINA, dostupnost do 6 týdnů od doručení materiálu do laboratoře

**Odběrové, preanalytické a transportní pokyny:** Beze změny - stanovení se provádí ze srážlivé krve, doprava materiálu potrubní poštou za standardních podmínek.

**Žádanka:** Nezměněno - elektronická z NIS nebo papírová žádanka o rutinní biochemické vyšetření, metoda TPS

**Hodnotící meze pro TPS:** cut off: 80 U/l

*Podrobné informace o uvedeném vyšetření jsou uvedeny v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL.*

**Vypracovala:**

MUDr. Pavla Petrová

**Schválila:**

RNDr. Jitka Prošková