

**Informátor Oddělení klinické biochemie FNOL
č. 6/ 2019**

Změna odběrových zkumavek pro vyšetření kalprotektinu ve stolici

Doposud používané odběrové zkumavky ScheBo Quick-Prep (žlutobílý uzávěr) budou nahrazeny zkumavkami CALEX (modrobílý uzávěr). Výhodou nových odběrových zkumavek je zejména možnost krátkodobého uchování zkumavky s odebraným vzorkem při pokojové teplotě.

Původní typ zkumavek již nebude dodáván. OKB bude zatím přijímat k vyšetření oba typy zkumavek, nicméně vzhledem k plánované změně vyšetřovacího postupu (pravděpodobně od ledna 2020) prosíme o přednostní spotřebování původního typu zkumavek.

Stabilita vzorku ve zkumavce CALEX:

Při teplotě 18-28°C 3 dny

Při teplotě 2-8°C 6 dní

Vzorky lze zasílat potrubní poštou.

Zkumavka ScheBo



Zkumavka CALEX



Děkujeme za pochopení.

Vypracoval:

RNDr. Markéta Plchová
RNDr. Markéta Lenhartová

Schválil:

RNDr. J. Prošková