

## Informátor Ústavu imunologie FNOL 4/2014

### Změna vyšetřovacího postupu pro podtřídy IgG

Informujeme o změně vyšetřovacího postupu pro stanovení sérových hladin podtříd IgG, tj. IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.

Dosavadní vyšetřovací metoda RID (radiální imunodifúze) je nahrazena metodou **imunonefelometrickou**, a to u vyšetření požadovaných ode dne 27.6.2014. I nadále je třeba k vyšetření podtříd IgG vyšetřit i hladinu **celkového IgG**.

**Odběr:** srážlivá krev

**Preanalytické (transportní) podmínky a indikace k vyšetření** zůstávají beze změny - viz informace v Katalogu laboratorních vyšetření.

**Referenční interval:** hladiny podtříd IgG v séru jsou závislé na věku pacienta, k výsledku pacienta je přiřazen příslušný referenční interval.

*Upozorňujeme na nemožnost spolehlivě vyšetřit séra chylózní a hemolytická, proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost způsobu provádění odběru včetně volby odběru na lačno.*

Vypracoval:  
RNDr. Jaroslava Szotkowská

Schválil:  
MUDr. Zuzana Heřmanová

3.7.2014