

Seznam vyvážených vyšetření a spolupracujících laboratoří

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
CALCULI, RNDr.T.Kořístková, Vránova 172, PS 20, Brno 62100, tel.: 549271511	rozbor	kamínek	transportní box 2°C - 25°C	laboratorní teplota 15°C - 25°C	obálka	pošta, denně
Endokrinologický Ústav (RNDr.B.Bendlová), Národní třída 8, 11694 Praha 1, tel.:224905111	nm vyšetření v endokrynologii	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Endokrinologický Ústav (RNDr.B.Bendlová), Národní třída 8, 11694 Praha 1, tel.:224905111	feochromocytom	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Endokrinologický Ústav, Mgr. J.Včelák, RNDr.B.Bendlová, Národní třída 8, 11694 Praha 1, tel.:224905111	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Patologie, pavilon H, (Ing. Nováková), Vídeňská 800, 14059 Praha 4, tel.:261 082 578	14-3-3 protein	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, laboratoř molekulární genetiky, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
FN Brno, Interní hematolo-onkologické centrum, Jihlavská 20, Brno 62500, tel.:532233475	DNA-Wilsonova choroba	plazma	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno, Laboratoř metabolických poruch, Černopolní 9, Brno 662 63, tel.: 532234625	alfa-1-antitrypsin DNA vyš.	plná krev	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno, OKB, Jihlavská 20, Brno 62500, tel.:532231111	dle požadavku	materiál dle požadavku	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno, odd. mikrobiologie, Jihlavská 20, Brno 62500, tel.:532233389	PCR Treponema pallidum	likvor	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno, Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, Brno 662 63, tel.: 532231111	dle požadavku	materiál dle požadavku	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno, IHOK, Centrum molekulární biologie a genetiky, Sekce screeningu genetických onemocnění, Černopolní 9, Brno 625 00, tel.: 532234623	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, úterý 10:30
FN Brno, Oddělení klinické biochemie, Jihlavská 20, Brno 62500, tel.:532233168 (příjem mat.)	vorikonazol	plazma (zelená)	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	mraz. transportní box - 20°C	sanitka, pátek 06:00
FN Královské Vinohrady, II.Interní klinika.Mudr.Urbanová, Škrobárova 1150/50, 10034 Praha 10, tel.:776170946	MODY diabetu	plazma (fialová), nestáčet	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00

FNA 2 LFUK Motol , V úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.:224431111	MODY diabetu	plazma (fialová),nestáčet	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, neurogenetická laboratoř, V Úvalu 84, 15006 Praha 5, tel.:224431111	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka dle objednání
FN Motol,OKH (MUDr.Houdková), V Úvalu 84, 15006 Praha 5, tel.: 224431111	genetické vyšetření	materiál dle požadavku	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Ústav BIOLOGIE A LÉK. GENETIKY UK 2.LF A FN Motol, přednosta Mudr. Macek Milan, vyšetřuje Dr.Holubová, tel.:224 431 3548, 224 431 3528.	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
FN Ostrava,krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111	GIFT+GAT	sérum/může být i plazma/	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
FN Ostrava, krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111	granulocytání protilátky	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°Cvíce jak 2 dny zamrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
FN Ostrava, krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111	leukocytární protilátky	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
FN Ostrava, Ústav klinické farmakologie, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111	ZÚ Ústí n. Labem, odd. mol. biol.	sérum	transportni box 2°C - 25°C	den v lednici, jinak stočit, stáhnout a zamrazit na -20°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
FN Ostrava, Laboratoř DNA diagnostiky, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka dle objednání
FN Ostrava, Ústav klinické farmakologie, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111	léčiva,amikacin,gentamicin,vankomycin	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C		sanitka, úterý 10:30
FN Plzeň, NRL pro lékařskou mykologii, Edvarda Beneše 13, Plzeň 30599, tel.:37710 3291	EAA	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN svaté Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie, Pekařská 53, Brno 656 91, tel.:543 183 138	WAS protein	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN svaté Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie, Pekařská 53, Brno 656 91, tel.:543 183 138	WAS protein	plazma	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Ostrava, Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické farmakologie, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba, tel.: 597374394	hladina antimykotik	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	mraz.trans.box -20°C	sanitka, úterý 10:30
FN svaté Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie, Pekařská 53, Brno 656 91, tel.:543 183 138	Protilátky proti bakt.antigenům-Haemophilus,pneumokok/PCP/,tetanický toxid	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	vydrží v lednici, transport s nachlazenou vložkou, nemrazí se.	sanitka, pátek 06:00

Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Výstavní 17/19, Brno 60300, tel.:543182546	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka dle objednání
Interimun s.r.o., Kavanova 438, Pardubice 17-Rosice 53351, tel.: 466644000	antigangliosidové protilátky (neurol.lab.)	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	obálka	pošta, denně
Interimun s.r.o., Kavanova 438, Pardubice 17-Rosice 53351, tel.: 466644000	antigangliosidové protilátky (neurol.lab.)	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	obálka	pošta, denně
Labtech s.r.o., Rudé armády 637, Paskov 73921, tel.:558612317	hliníky	sérum stočit,slít do kontejnerků	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	krabice označená křížem	pošta, všechny vzorky dohromady
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	respirační viry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	herpes simplex 6,7	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	IgG,IgM,IgA,IgE	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	virus poliomyelitidy 1,2,3	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	parotitis	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	parvovirus B 19	kostní dřeň	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	virus poliomyelitidy 1,2,3	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	rubella	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	leptospiroza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	coxsackie viry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	CMV PCR	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	parazitologické vyšetření	stolice	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	pertuse a parapertuse	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	IgG,IgM,IgA,IgE	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	respirační/kardiotropní infekce	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	respirační/kardiotropní infekce	stěr	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	průdušnice pravá	stěr	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	průdušnice levá	stěr	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	trachea	bartonella	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	plíce pravá	tkáň	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
Nrodní referenční laboratoř, Masarykovo náměstí 16, Vyškov 68201, tel.:517333401	legionela	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	transp. box s namraženou vložkou	sanitka po domluvě
NSP Karviná, parazitologická laboratoř, Vydmucho 399, Karviná Ráj 73412, tel.:558418327	bartonella	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
Laboratoř AGEL klinická laboratoř, Nový Jičín, Revoluční č. 2214/35, Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)	vitamín A	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, mrazák -20°C	mraz. transportní box - 20°C	sanitka, úterý 10:30
Laboratoř AGEL klinická laboratoř, Nový Jičín, Revoluční č. 2214/35, Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)	vitamín E	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	mraz. transportní box - 20°C	sanitka, úterý 10:30
Laboratoř AGEL klinická laboratoř, Nový Jičín, Revoluční č. 2214/35, Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)	levetiracetam, topiramát	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
Laboratoř AGEL klinická laboratoř, Nový Jičín, Revoluční č. 2214/35, Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)	hemochromatoza	plná krev (fialový vršek)	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C (v lednici stabilní i 5 dní)		
Laboratoř AGEL klinická laboratoř, Nový Jičín, Revoluční č. 2214/35, Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, úterý 10:30
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	anti ACHR	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	anti MUSK	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	anti SCMAB	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	souhrn neurol.labor.	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	souhrn neurol.labor.	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	katecholaminy	plazma	transport na ledu	stočit, slít, mraz. - 20°C	mraz. transportní box - 20°C	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	olovo	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	oxaláty v moči	moč	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	clonidinový test, bazál 3hod.po apl.	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	porfiriny	moč 24hod. V temnu	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	ultra senzitivní PSA	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	souhrn vyšetření- mladé infarkty	sérum,plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517	protilátky proti CVL (kosterní svalstvo)	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
RNDr. Zdeněk Čecháček s.r.o. , Bratislavská 183/2, Brno-Zábřovice 60200, tel.:545212141	3 metoxytyramin	moč	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
Synlab Praha, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7 Holešovice, tel.ved.příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved.lab. Ing.Čížková	bartonella henzelae	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,po více než 2 dny zamrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Synlab Praha, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7 Holešovice, tel.:ved.příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved.lab. Ing.Čížková, (Dříve IMUNOLOGICKÁ LABORATOŘ Thomayerova nem., Vídeňská 800, 140 59 Praha 4)	Tetanus -ELISA	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Synlab, Evropská 873, Brno-Modřice 66442, tel.:800800234 (Dříve BIO-PLUS spol. s.r.o.)	brucela abortus	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
Synlab Praha, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7 Holešovice, tel.:ved.příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved.lab. Ing.Čížková, (Dříve IMUNOLOGICKÁ LABORATOŘ Thomayerova nem., Vídeňská 800, 140 59 Praha 4)	souhrn vyš. IgG protilátek	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C/více jak 2 dny zamrazit -20°C	mraz. transportní box - 20°C	sanitka, pátek 06:00
SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, 10042 Praha 10, tel.:267082594	živé borelie	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, 10042 Praha 10, tel.:267082594	erlichioza	likvor / stočené sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, 10042 Praha 10, tel.:267082594	bartonela	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, 10042 Praha 10, tel.:267082594	bartoneloza IFA/NEPŘÍMÁ IMUNOFLUORESCENC E/	plazma,sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	vydrží v lednici,transport s nachlazenou vložkou,nemrazí se.	sanitka, pátek 06:00
SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, 10042 Praha 10, tel.:267081111	e.coli,shigela	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Státní zdravotní ústav v Praze, Národní referenční laboratoř pro dg.syfilis, Mudr.Zákoucká Hana, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel.:267081111.	test na určení Treponema pallidum	sérum	transportní box 2°C - 25°C	Po domluvě s p.Dr.Orságem zamrazit na -20 °C ,ověřil v Praze	transp. box s nachlazenou (popř. namraženou) vložkou	sanitka, pátek 06:00

TOPELEX,Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, poliklinika Vysočany-Clinicum/3.patro/. Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, tel.:266 006 118, e-mail:likvor@likvor.cz	souhrn vyšetření	sérum + likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
TOPELEX,Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, poliklinika Vysočany-Clinicum/3.patro/. Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, tel.:266 006 118.	S100	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00
TÚ FN s poliklinikou Bohunice,OKM-serologie, Jihlavská 20, Brno 62500, tel.:532232175	GAT	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 1, 128 20 Praha 2, LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY. tel.: 774 712 115 /ved.lab./, 221 977 251.	Trombotická trombocytopenická purpura/HUS .	plazma/2 ks/,stočené ep.zkumavky/5 ks/	transportni box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek ep.zkumavky zamrazit na -70°C,transport v mraz.boxu se suchým ledem/objednává na Dr.Čížková/	plazmy uchovat při ledničkové teplotě-nestáčet, dodat sanitkou s nachlazenou vložkou.	
UDMP VFN a 1.LF UK, Bioch.laborat. (budova C, 2.patro), Ke Karlovu 2, 12808 Praha2, tel.: 224967710	enzym vyš. Na glykogenozu IX	plazma 2x, nestáčet	transportni box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka,pátek 06:00
ÚDMP, Laboratoř Enzymatologie (bud.D, 1.patro, Ing.J. Honzíkova), Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, tel.:224967710	skringing na vyšetř. Fabriho nemoci	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
UKBD FN a LF Hradec Králové , úsek mol.biologie /dr.Plíšková/FN , Sokolská 581, Hradec Králové 500 05, tel.495 833 866.	JC virus/JCV,polyomavirus/	plazma,likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	vydrží v lednici, transport s nachlazenou vložkou, nemrazí se.	sanitka , úterý 10:30
Ústav biologické a lékařské genetiky (Doc.MUDr.A.Baxová), laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Ke Karlovu 2, 12808 Praha 2, tel.:224967713 nebo 224964123	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
Ústav dědičných metab.poruch., Ke Karlovu 2, budova D, 12808 Praha 2, tel.:224967710	VLCFA	sérum	nachystaná termoska z namraž. gely	mrazák -20°C	nachystaná termoska z namraž. gely	sanitka, pátek 06:00
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK, laboratoř DNA diagnostiky, Ke Karlovu 2, 12808 Praha 2, tel: 224967701, tel.AMB:224967670	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
Ústav klinické biochemie a diagn. , LF UK FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové 500 05, tel.: 495 833 738	vitamín E,A	plasma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	obálka	pošta, denně
ÚDMP,Laboratoř Enzymatologie(bud.D,2.patro,Ing.J. Honzíkova), Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, tel.:224967710	CDG izoelektrická fokusace sialotransferinů	sérum	nachystaná termoska z namraž. gely	mrazák -20°C	nachystaná termoska z namraž. gely	sanitka, pátek 06:00
VFN 1.LFUK Praha, NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, 121 11 Praha 2, tel.: 224968534						
VFN Praha,laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, 12808 Praha 2, tel.:224966264	IFIX+protilátky IFIX	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00

VFN Praha, laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2, tel.:224966471	hladina infliximabu+protilátky	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Hepatologická laboratoř, Centrální výzkumné laboratoře ÚKBLD VFN a 1.LF UK, Na Bojišti 3, 121 08 Praha 2, tel.224964203 (Stejná adresa jako u Cu v jaterní sušině. Obě adresy správné)	železo	jaterní biopsie	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, Ústav klinické biochemie, Laboratoř hepatologie, Na bojišti 3, 12108 Praha 2, tel.:224962841	Cu	jaterní sušina	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	baliček připravený z odd.	pošta, denně nebo sanitka, pátek 06:00 (po domluvě s odd.)
VFN v Praze, Ústav farmakologie (Doc.MUDr.Ondřej Slanař, Ph.D.), Na Bojišti 1, 12000 Praha 2, tel.:224 96 8140(8130)	TPMT	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, netočit, vydrží více jak 5 dní v lednici	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 6:00
VFN Praha, Laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2, tel.:224 966 471	SAA	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, týden může být skladováno při ledničkové teplotě, více jak týden zamrazit na -20°C.	vydrží v lednici, transport s nachlazenou vložkou, nemrazí se.	sanitka, pátek 06:00
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	flouridy	moč	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	nikl	moč	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	brucela abortus	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	anti PCP-IgG	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	IgD	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C pouze 2 dny, jinak mrazit na -20°C	transportní box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	C1INH	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	vitamín D	sérum	transportní box 2°C - 25°C			sanitka, úterý 10:30
ZÚ, odd. Molekulární biologie (Ing.Hloubková), Na Kabátě 229, Ústí nad Labem 40011, tel.:477751804	protilátky proti aquaporinu 4	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	obálka	pošta, denně
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	Hanta viry	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	wolfram	plazma	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	kobalt	plazma	transportni box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	RNA Hantaviry: Puumala,Doubrava	plazma (fialová),	transportni box 2°C - 25°C	mrazák - 20 C, stáhnout 1ml plné krve,zbytek stočit 20min/1200ot., stáhnout plazmu,obojí zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200167	anti- Hantaviry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200167	Streptococcus pneumonie/Ag-antigen,anti-Haemophilus inf.b IgG/	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200111	Rubeola v./3.nemoc/	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200167	autoprotilátky/polyen dokrin.screening IF	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	C klasicky(CH50), C alternativní (AH50)	sérum	transportni box 2°C - 25°C	je-li odebráno v UT ráno stočit,slít a odeslat v chladu pokud odebrano odpoledne nebo jiný den -mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	mraz. transportní box - 20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	RNA enteroviry	likvor	transportni box 2°C - 25°C	stačí v lednici- i více jak 2 dny nemrazit, je-li krvavý likvor netočít	transp. box s nachlazenou (popř. namraženou) vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	respirační agens	sérum	transportni box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	hliník	sérum+ moč	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C sérum i moč / v lednici stabilní 1 den/	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revoluční č. 2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, úterý 10:30
Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211	malárie	plazma (černý vršek)	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně, denně
VFN Praha,laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, Praha 2, 12111 tel.:224966471	hladina adalimumabu+protilátky	sérum	transportni box 2°C - 25°C	v lednici stabilní 1 den, déle mrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	varicella-zoster, herpes hominis, parvovirus B19	likvor	transportni box 2°C - 25°C	v lednici stabilní 2 dny, déle zamrazit, krvavý likvor netočít	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
FN Brno, Oddělení klinické biochemie, Jihlavská 20, Brno 62500, tel.:532233168 (příjem mat.)	posakonazol	plazma- zelená zkumavka	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek
VFN Praha, Ústav biologie a lékařské genetiky, Albertov 4, 12800 Praha 2	feochromocytom	plazma	transportni box 2°C - 25°C	3 dny v lednici, pak plnou krev zamrazit	termobox s namraž. nebo nachlaz. Destičkami	sanitka, pátek
ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	anti parvovirus B19 IgG,IgM	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stačí v lednici- i více jak 2 dny nemrazit,	vydrží v lednici, transport s nachlazenou vložkou,nemrazí se.	sanitka, úterý 10:30
SPADIA LAB a.s., laboratoř lékařské genetiky, Divadelní 2174/ 27, 741 01 Nový Jičín	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	
SPADIA LAB,a.s., Diagnostická Lab., Dr.Martínka 1491/7, Ostrava-Hrabůvka 700 30	PTH-RP	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice, více jak 2 dny zamrazit	transportní box	sanitka, úterý 10:30
ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 20, Praha 2, tel.:221 977 111	antileukocytární protilátky, dle požadavku	sérum, plná krev, izolovaná DNA	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka dle objednání
Ústav klinické mikrobiologie,FN Hradec Králové Sokolská tř. 581,500 05 Hradec Králové,tel.: 495832583 virologie	HEV virová hepatitida E	sérum	mraz.trans.box -20°C	stočit,stáhnout, zamrazit na -20°	termobox s namraz. destičkami -20°C	delta sanitky
VFN Praha, Ústav biologie a lékařské genetiky,Albertov 4,Praha 2, 12800	Inzulinom, dle požadavku	plazma, izolovaná DNA	transportni box 2°C - 25°C	2 dny v lednici, pak plnou krev zamrazit, lednice 2°C - 8°C	termobox s namraž. Nebo nachlaz. Destičkami	sanitka, pátek
Ústav hematologie a krevní transfuze,U nemocnice 1,Praha 2, 128 20,LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY.tel.:774 712 115/ved.lab./,221 977 251.	dle požadavku	izolovaná DNA	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek

OKM Nemocnice na Bulovce, Mikrobiologie, pavilon č. 8, Budínova 67/2, Praha 8, tel.: 266082525	viscerální leishmanióza, amebózy, brucely, borelia recurrentis, leishmanioza	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, srazliva krev, separovat serum, uchovat v chladnici, vydrží i několik dní, nemrazit	transp. box s nachlazenou vložkou 2°C - 8°C	sanitka, pátek
OKBHI, Laboratoř molekulární diagnostiky, MUDr. Matoška Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5	mRNA MxA preparát IFN-B (Avonex, Betaferon, Rebiff 22, Rebif 44) MxA indukční test	modrá koagulační zkumavka	transportní box 2°C - 25°C	netočít pouze uchovat v lednici 2°C - 8°C	termobox nachlazen. Destičkami 2°C - 8°C	sanitka, pátek
Pediatrická klinika FN Motol, Oddělení gastroenterologie (Přízemí A) lůžková část. s. Praxová, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 tel.: 224 432 062	genetika IL 10, IL-10 receptor	fialová zkumavka 2X	transport na suchém ledu -80°C	netočít, dát zamrazit na -80°C	vzorek transportovat na suchém ledu -80°C	sanitka, pátek
Revmatologický ústav, Odd. klinické imunologie-laboratoř klin. imunologie, Na slupi 4, Praha 2, 128 50, tel.: 234075305	M-LIA, M-WbI, HMGCR, cN-1A, SSC	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, stočit, slít, více jak 2 dny zamrazit -20°C	transp. box s nachlazenou vložkou 2°C - 8°C / termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek
SZÚ- CEM, Škrobárová 48, Praha 10, 100 42 tel: 267082223	Hepatitida D - anti-HDV total, anti - HDV IgM	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, sérum zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek
Státní Veterinární Ústav Olomouc, Jakuba ze Stříbra 1, Olomouc 77900	zoonózy	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou 2°C - 8°C	sanitka FN
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Oddělení bakteriologie - vrátnice, Hudcova 296/70, Brno, 62100	Mikrobiologie referenční laboratoř	naočkovaná půda	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou 2°C - 8°C	sanitka, pátek
Ústřední vojenská nemocnice, odd. hematologie a krevní transfuze, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16902	souhrn vyšetření, "vorky těchonín"	vzorky zabalené z odd. + obálka se žádankami	transportní box 2°C - 25°C	pouze uchovat v mrazáku -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek
laboratoře Mikrobiologického ústavu, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 BRNO, tel.: 543 183 100 (3105)	sérologie Yersinia pseudotuberculosis	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek
Ústav hematologie a krevní transfuze, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, Oddělení HLA analýzy, U nemocnice 1, Praha 2, 128 20, tel.: 221 977 397	HLA genotypizace	plazma, nestáčet	transportní box 2°C - 25°C	nestáčet, lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou 2°C - 8°C	sanitka, pátek

Uherskohradištská nemocnice a.s.,OKB(OKMI), J.E.Purkyně 365,tel.: OKB:572529773,OKMI:572529843	pyruvátkináza	plazma	transportní box 2°C - 25°C	stočit,slít alikvot a mrazák -80°C	transportní box se suchým ledem -80°C	delta 1x v měsíci, vždy poslední čtvrtek,volat dopředu ve středu
GENNET s.r.o., Laboratoře GENNET, Kostelní 9/292, 170 00 Praha 7	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek
Bioptická laboratoř, Mikulášské nám. 4, 326 00 Plzeň	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek
Nemocnice České Budějovice, a.s., laboratoř molekulární biologie a genetiky, Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s.r.o., Tvrdého 2a, 602 00 Brno	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek
Masarykův onkologický ústav, Clinical cancer center, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek
REPROMEDA Biology Park, laboratoř lékařské a reprodukční medicíny, Studentská 812/6, Brno	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek
Cytogenetická laboratoř Brno, Veveří 39, 602 00 Brno	dle požadavku	izolovaná DNA	bez zvláštních podmínek	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek