

**Informátor Oddělení klinické biochemie FNOL  
č. 10/ 2021  
Změna stanovení protilátek proti tyreoglobulinu.**

Od 1.7. 2021 přechází vyšetřování protilátek proti tyreoglobulinu (anti-Tg, TGAB) na nové analyzátory.

**Vzhledem k rozdílu v použitých protilátkách se číselné hodnoty naměřené na nových analyzátoch mohou od předchozích lišit!**

**anti-Tg cut-off      4,5 kU/l**

Režim vyšetření: STATIM, RUTINA

Odběrové, preanalytické a transportní pokyny: beze změny, stanovení se provádí ze srážlivé krve, doprava materiálu potrubní poštou za standardních podmínek.

Žádanka: elektronická z NIS nebo papírová žádanka o rutinní biochemické vyšetření

*Podrobné informace o uvedeném vyšetření jsou uvedeny v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL*

V případě nejasností se obraťte na lékaře OKB (MUDr. Petrovou).

Vypracovala:  
MUDr. Petrová

Schválila:  
RNDr. Prošková