

Informátor Oddělení klinické biochemie FNOL
č. 9/ 2021
Změna metody stanovení Nefrinu v plazmě

Dochází ke změně metody vyšetření Nefrinů (Metanefrin, Normetanefrin) v plazmě.

Důvodem je riziko falešně pozitivních výsledků na stávající soupravě.

S novou metodou také dochází ke změně hodnotících mezí u obou analytů!!

Novou metodou budou vyšetřeny vzorky přijaté po 5.5.2021!!

Indikace vyšetření: Diagnostika feochromocytomu

Režim vyšetření: RUTINA.

Odběrové, preanalytické a transportní pokyny:

Beze změny - stanovení se provádí z plazmy. Nesrážlivou krev je potřeba ihned po odběru vložit do namražené chladicí vložky nebo do ledové tříště a okamžitě dopravit do laboratoře. Vzorky v namražených vložkách lze zasílat potrubní poštou.

Žádanka: Nezměněno - elektronická z NIS nebo papírová žádanka o rutinní biochemické vyšetření.

Původní hodnotící meze Metanefrinu: 90 ng/L

Nové hodnotící meze Metanefrinu: 65 ng/L

Původní hodnotící meze Normetanefrinu: 190 ng/L

Nové hodnotící meze Normetanefrinu: 196 ng/L

Podrobné informace o uvedených vyšetřeních jsou uvedeny v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL.

Vypracoval:
Mgr. Lucie Roubalová

Schválil:
RNDr. J. Prošková